

健康九体辨识小程序开发需求文档

文档编号：BJGYC20260330-1- 附 1

关联主体合同：《开发服务合同书》（合同编号：BJGYC20260330-1）

法律效力：本需求文档作为上述主体合同不可分割的附件，与主体合同具有同等法律效力，对甲乙双方均具有约束力。

需求确认说明：本文档所列需求内容由甲方提供，经甲乙双方充分沟通、逐条确认，已达成完全一致；乙方需严格按照本文档约定的需求范围、开发标准完成项目开发工作，甲方需以本文档约定作为项目验收的唯一标准，不得超出本文档范围提出额外验收要求。

开发核心标准：本文档约定的所有功能模块可正常使用。

功能清单：

1. 登录注册

患者端：支持手机号验证码登录、微信快捷登录；注册需填写姓名、性别、年龄、身份证号（或用户唯一号），完成实名认证；

PC 端：管理员 / 医师通过账号密码登录，基于角色分配权限（管理员拥有全权限，医师仅可操作患者数据与报告）；

身份关联：以患者身份证号（或用户唯一号）作为核心标识，关联一体机数据、体质辨识数据与健康档案。

2. 数据同步

实时同步：一体机测量完成后（患者查看设备报告时）自动上传数据至平台；患者完成九体辨识后，数据实时回传至小程序；

历史回溯：支持按时间维度（日 / 周 / 月 / 年）查询患者过往测量记录、体质辨识结果及健康报告，数据永久留存。

3. 患者端（微信小程序）

3.1 体脂数据采集与展示

数据接收：自动接收一体机上传的全量测量数据，包括但不限于：

基础指标：身高、体重、BMI、血压（高压 / 低压 / 心率）、血氧、体温；

1 体成分指标：脂肪率、肌肉量、基础代谢、体水分量、骨盐、蛋白质率等；

专项指标：血红蛋白、血脂四项（总胆固醇 / 高密度蛋白 / 甘油三酯 / 低密度蛋白）、尿液分析（白细胞 / 潜血 / PH 值等）、心电数据（快速心电 / 12 导心电）；

数据展示规则：

按“基础体征”“体成分分析”“专项检测”分类展示，指标排序优先级：核心指标（BMI、血压、血氧）> 常用指标 > 进阶指标；

每个指标显示格式：数值 #结果提示# 参考范围（例：70kg# 正常 #标准体重 55-65kg），无参考范围则显示为“数值 ##”；

异常指标提醒：超出参考范围的指标以红色标注，搭配“↑”“↓”符号提示，点击可查看异常原因及初步建议。

3.2 九体辨识功能

插件跳转：点击“体质辨识”入口，小程序自动跳转至九体辨识插件页面，传递必填参数

（phone = 患者手机号、sex = 性别 1/2、age = 年龄、clientId=72833），可选传递检测单 Id（checkId）；

辨识结果展示：完成辨识后，返回小程序展示体质类型（阳虚质 / 阴虚质 / 气虚质等 9 种）、各项体质得分（0- 100 分）、体质特点解读；

历史对比：支持查看多次辨识结果，以雷达图形式直观展示体质变化趋势。

3.3 健康报告生成与查看

报告生成：平台整合一体机数据与九体辨识结果，自动生成健康报告，生成时长≤5 秒；

报告结构：

基础信息：姓名、性别、年龄、体检编号（examNo，格式：年月日时分秒）、测量设备型号、

报告生成时间；

体脂数据汇总：核心指标数值、异常指标清单、体成分分析结论；

体质辨识结果：主导体质类型、各项得分详情、体质特征解读；

综合评估：结合指标数据与体质类型，给出“健康状态评级”（优秀 / 良好 / 需关注 / 异常）；

健康建议：针对异常指标与体质类型，提供饮食、运动、生活习惯调整建议；

医师批注：展示医师添加的专业建议与复查提醒（若有）；

报告操作：支持在线查看、保存为 PDF。

3.4 个人中心

个人信息：展示姓名、性别、年龄、身份证号（脱敏显示），支持编辑基础信息（需验证手机号）；

我的记录：分类展示“体脂测量记录”“体质辨识记录”“健康报告”，支持按时间筛选、搜索；

咨询医师：支持向绑定医师发送文本咨询，查看历史咨询记录与回复。

4.PC 管理端（管理员 / 医师）

4.1 设备管理模块

设备列表：展示所有接入平台的乐佳一体机信息，包括设备码（deviceId）、型号、绑定患者数、



最近上传时间、在线状态；

接口配置：管理员可修改一体机“数据上传地址”（对应设备操作路径：系统主界面 - 设置 - 初始密码 123456 - 其他设置 - 数据上传地址），支持批量配置；

状态监控：设备离线超过 24 小时自动发送提醒，支持手动测试设备连接状态。

4.2 用户管理模块

患者列表：展示所有注册患者信息，包括姓名、性别、年龄、身份证号、注册时间、最近测量时间；

操作功能：支持按姓名、身份证号、设备型号筛选搜索，支持编辑患者信息、导出患者列表（Excel 格式）；

医师管理：管理员可添加、编辑医师账号，分配服务患者范围。

4.3 数据管理模块

数据查询：按患者、设备、时间、指标类型筛选查询测量数据，支持模糊搜索；

数据编辑：管理员 / 医师可修改采集到的异常数据（需记录操作日志：操作人、操作时间、原数据、新数据）；

数据导出：支持批量导出患者测量数据（Excel 格式），包含完整指标字段与参考范围。

4.4 报告管理模块

报告列表：展示待审核 / 已审核报告，包括患者姓名、报告生成时间、体检编号、审核状态、医师批注状态；

报告审核：医师可查看报告详情，添加专业批注（文本形式，支持插入模板化建议），标记审核状态（待审核 / 已通过 / 需复查）；

批量操作：支持批量审核、导出报告（PDF/Excel 格式），支持按审核状态、时间范围筛选。

4.5 统计分析模块

数据统计：按时间（日 / 周 / 月 / 年）、设备型号、指标类型、体质类型统计数据，生成柱状图、折线图、饼图（如异常指标占比、体质类型分布）；

报表生成：自动生成院方健康数据统计报表，包含患者数量、测量频次、异常指标 TOP5、体质类型分布等维度；

自定义报表：支持管理员自定义统计维度与报表模板，导出格式支持 Excel/PDF。

甲方：

（盖章）

法定代表人 / 授权代表人（签字）：

日期：2026 年 3 月 31 日

乙方：北京麦小萌信息技术服务有限公司

（盖章）

法定代表人 / 授权代表人（签字）：葛予川

日期：2026 年 3 月 30 日

